

**אוטוקלב B-18 / B-23 Midmark Newmed – רשימת התראות**

קוד	משמעות וגורמים	פתרון
OPEN DOOR	עם אתחול המערכת יש לפתוח את דלת האוטוקלב כדי לאפשר למערכת לבצע בדיקת לחצים	לפתוח את הדלת כדי לאפשר בדיקת לחצים. יישמע צפצוף כפול
DOOR OPEN	החל מחזור עיקור כאשר הדלת פתוחה	לסגור את הדלת ולהתחיל עיקור מחדש
FAILED	למרות שהדלת נסגרה כנדרש, המערכת מאבחנת סגירה לקויה מסיבות מכאניות	לחיצה על כפתור DOOR, פתיחה וסגירה של הדלת ולחיצה על כפתור START. הישנות התקלה תדרוש טיפול טכנאי מטעם החברה
LOAD WATER	מחזור העיקור החל ללא מספיק מים נקיים במיכל	הוספת מים למיכל*
WATER DISCHARGE	מחזור העיקור החל כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא (תצוגה מופיעה על המסך)	ריקון מיכל המים המלוכלכים*
TANK FULL	ניסיון למלא מים נקיים במיכל כאשר הסימון "מיכל מלא" כבר מוצג על המסך	ניתוק צינורית הכנסת המים והפסקת ההזרמה למיכל*
FAILED UNLOCK	הדלת לא נפתחת במלואה	סגירת הדלת, ואז פתיחת הדלת תוך לחיצה על כפתור DOOR. הישנות התקלה תדרוש טיפול טכנאי מטעם החברה
CHAMBER TEMP >40°	מחזור בדיקת ואקום החל כשטמפרטורת המיכל עולה על 40 מעלות	להמתין לירידת הטמפרטורה ולהפעיל שוב
IX POOR WATER BAD WATER	האוטוקלב מזהה מים באיכות מספיקה-בקושי (Poor) או גרועה (Bad)	יש להחליף את המים בהקדם האפשרי*
SERVICE H <sub>2</sub> O	מים לא מתאימים, עם ערך גדול מ-15µS	יש לבדוק כמות קטנה מהמים. אם הערך קטן מ-15µS יש ללחוץ על כפתור PUMP/WATER לאיפוס ההודעה. אם הערך גדול מ-15µS יש להחליף את מחסניות טיהור המים
BACT. FILTER	התראה על הצורך בהחלפת הפילטר הבקטריולוגי	החלפת הפילטר בחדש, ואז פתיחת הדלת ולחיצה על כפתור Start לאיפוס ההודעה
SERVICE (1XX-2XX-3XX)	המערכת ביצעה מספר רב של מחזורי עיקור וזקוקה לתחזוקה תקופתית ע"י טכנאי	ניתן להמשיך לעבוד, אך לתאם טכנאי וחלפים בהקדם, בהתאם למספר הודעת השירות
SERVICE PM3	משאבת האקום ביצעה מספר רב של מחזורי שאיבה וזקוקה לתחזוקה תקופתית ע"י טכנאי	ניתן להמשיך לעבוד, אך לתאם טכנאי וחלפים בהקדם, ולהודיע על סוג ההודעה לטכנאי

\* לא רלוונטי באוטוקלב המכיל מערכת לזיקוק מים ומחובר לצנרת ולביוב.