

הוראות לחיטוי וניקוי צינורות הסקשן ומערכת השאיבה

Green & Clean M2



4 מנפקים 2 לחיצות ממיכל הניפוק למיכל החיטוי הנתיק



3 סוגרים את מיכל הניפוק היטב



2 ממלאים את המיכל בנוזל החיטוי המרוכז. לאחר סיום בקבוק אדום יש להשתמש בירוק, וחוזר חלילה



1 מנתקים את מכסה מיכל הניפוק ומכינים למילוי



8 שופכים את שארית נוזל החיטוי למרקקה בתנועה מעגלית



7 מצמידים את בסיס צינור הסקשן לפתח השאיבה "2" ושואבים ככל שמתאפשר



6 מצמידים את בסיס צינור מוצץ הרוק לפתח השאיבה "1" ושואבים ככל שמתאפשר



5 ממלאים את מיכל החיטוי במים עד לקו הסימון העליון (סה"כ 600 מ"ל)